

ชื่อ..... รหัส.....

สาขาวิชา..... ชั้นปี..... หมู่.....

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ นฤมล ประครองรักษ์

บทปฏิบัติการที่ 1

วิธีใช้และการรักษากล้องจุลทรรศน์

(The Use and Care of the Microscope)

กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาสิ่งต่างๆ ที่มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า นอกจากนี้ยังสามารถใช้วัดขนาดของความยาว และพื้นที่ของวัตถุที่ต้องการจะศึกษา กล้องจุลทรรศน์มีหลายชนิด แต่ละชนิดออกแบบมาเพื่อใช้งานในลักษณะต่างๆ กัน กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้งานทั่วไปมีเลนส์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการสร้างภาพจากวัตถุที่มีขนาดเล็กมากให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้กันทั่วไปแบ่งตามแหล่งกำเนิดแสงได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง (light microscope)

เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงร่วมกับเลนส์ในการทำให้เกิดภาพ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

1.1 กล้องจุลทรรศน์ชนิดไบรท์-ฟิลด์ (bright-field microscope) เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงธรรมดาที่มีความยาวคลื่น 400-900 นาโนเมตร โดยแสงที่ผ่านเลนส์รวมแสง (condenser lens) จะส่องผ่านวัตถุไปยังเลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ใกล้ตา ภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุขึ้นกับกำลังขยายของเลนส์ กล้องชนิดนี้บริเวณพื้นจะสว่างตัดกับวัตถุที่มีสีทึบ เหมาะกับงานที่ใช้ตรวจสไลด์ที่ย้อมสี

1.2 กล้องจุลทรรศน์ชนิดดาร์ค-ฟิลด์ (dark-field microscope) ใช้แสงธรรมดาที่มีความยาวคลื่น 400-900 นาโนเมตร เช่นเดียวกัน แต่ใช้อุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า star diaphragm หรือ cardioid condenser เพื่อทำให้เกิดภาพพื้นสีดำหรือเกือบดำตัดกับวัตถุที่จะศึกษาจะมีลักษณะใสเนื่องจากแสงที่ผ่านไปยังวัตถุที่ศึกษาเท่านั้นที่มีการหักเหเข้าสู่เลนส์ใกล้วัตถุมีผลทำให้พื้นมืดหรือเป็นสีดำ กล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้เหมาะกับการศึกษาเซลล์จุลินทรีย์ที่มีชีวิตหรือไม่ย้อมสีหรือย้อมติดสียาก เช่น เชื้อซิฟิลิส (*Treponema pallidum*) เป็นต้น

1.3 กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ (fluorescence microscope) เป็นกล้องที่ใช้แสงอัลตราไวโอเล็ตหรือแสงที่มีความยาวคลื่นใกล้เคียงกัน โดยใช้สารฟลูออเรสเซนส์เป็นตัวเก็บพลังงานของแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นหรืออัลตราไวโอเล็ตไว้ แล้วปล่อยพลังงานแสงที่มีความยาวคลื่นมากกว่าหรือแสงธรรมดากลับมาจึงเกิดการเรืองแสงขึ้น เชื้อที่จะนำมาศึกษาแล้วเกิดเรืองแสงขึ้นเมื่อสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเล็ต นิยมศึกษาเชื้อก่อโรควัณโรค (*Mycobacterium tuberculosis*) เพราะตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

1.4 กล้องจุลทรรศน์ชนิดเฟส-คอนทราสต์ (phase-contrast microscope) ใช้ศึกษาเซลล์ที่มีขนาดเล็กสามารถเห็นส่วนประกอบของเซลล์และความแตกต่างภายในเซลล์ได้ดีกว่ากล้องชนิดอื่น โดยใช้อุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า annular stop และใช้เลนส์รวมแสงช่วยควบคุมการเรืองแสงของวัตถุที่จะศึกษา เมื่อแสงผ่านจุดที่มี

ความหนาแน่นต่างกันเพียงเล็กน้อยจะเกิดการหักเหออกจากแนวทางของแสงทำให้เข้าสู่บริเวณด้านข้างของ phase ring จะเห็นบริเวณนั้นสว่างน้อยกว่า ภาพที่เห็นจะสว่างมากหรือน้อยยังขึ้นอยู่กับการหักเหของแสงว่ามีผลทำให้เกิดความสว่างของภาพมากเพียงใด ทำให้สามารถแยกรายละเอียดต่างๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น

2. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (electron microscope)

เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้ใช้ลำแสงอิเล็กตรอน (electron beam) ทำให้เกิดภาพแทนการใช้แสงสว่าง และใช้สนามแม่เหล็กแทนเลนส์ การใช้ลำแสงอิเล็กตรอนซึ่งมีความยาวคลื่นสั้นกว่าความยาวคลื่นแสงอย่างมากมานี้ทำให้กำลังจำแนก (resolving power) มีค่าลดลงอย่างมาก เป็นผลทำให้เพิ่มกำลังขยายได้เป็นหมื่นหรือแสนเท่า กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่


2.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope : TEM) เรียกว่า TEM เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ใช้ศึกษาตัวอย่างชนิดบาง ซึ่งเตรียมขึ้นโดยวิธีพิเศษเพื่อให้ลำอนุภาคอิเล็กตรอนผ่านทะลุได้ สามารถศึกษาโครงสร้างภายในเซลล์ได้อย่างชัดเจน

2.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope : SEM) เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกำลังขยายไม่สูงเท่ากับเครื่อง TEM ใช้สำหรับศึกษาเฉพาะลักษณะต่างๆภายนอกเซลล์เท่านั้น จะไม่เห็นโครงสร้างภายใน

องค์ประกอบของกล้องจุลทรรศน์

1. **ฐาน (Base)** เป็นส่วนที่ใช้ในการตั้งกล้อง ทำหน้าที่รับน้ำหนักทั้งหมดของกล้องจุลทรรศน์
2. **แขน (Arm)** เป็นส่วนยึดลำกล้องและฐานไว้ด้วยกัน เป็นตำแหน่งที่ใช้จับเวลาเคลื่อนย้ายกล้องจุลทรรศน์
3. **ลำกล้อง (Body tube)** เป็นส่วนที่เชื่อมอยู่ระหว่างเลนส์ใกล้ตา กับเลนส์ใกล้วัตถุ ปลายด้านบนมีเลนส์ใกล้ตา (Ocular lens) สวมอยู่ ปลายด้านล่างติดกับแป้นยึดเลนส์ใกล้วัตถุ (Revolving nosepiece) มีลักษณะเป็นแผ่นจานกลมโค้ง มีช่องเกลียวสำหรับสวมเลนส์ใกล้วัตถุ 3-4 ช่อง หมุนได้รอบตัว
4. **ระบบให้แสง (Light source)** อยู่ใกล้กับฐาน กล้องรุ่นใหม่ใช้แสงไฟจากหลอดไฟเล็กๆ ซึ่งติดอยู่ที่ฐานกล้อง มีสวิทช์เปิด-ปิด และมักมีตัวปรับความสว่างของแสง
5. **เลนส์รวมแสง (Condenser)** จะอยู่ด้านใต้ของแท่นวางวัตถุ ทำหน้าที่รวมแสงให้เข้มข้นเพื่อส่งไปยังวัตถุที่ต้องการศึกษา
6. **ไอริส ไดอะแฟรม (Iris diaphragm)** อยู่ใต้เลนส์รวมแสงทำหน้าที่ปรับลำแสงเข้าสู่เลนส์ใกล้วัตถุให้มีขนาดกว้างหรือแคบตามความต้องการ
7. **แท่นวางวัตถุ (Stage)** เป็นแท่นสำหรับวางสไลด์ตัวอย่างที่ต้องการศึกษา มีลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยมตรงกลางมีรูให้ลำแสงจากหลอดไฟส่องผ่านไปยังวัตถุที่ต้องการศึกษา แท่นวางวัตถุนี้สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้

8. **ที่หนีบสไลด์ (Stage clip)** อยู่บนแท่นวางวัตถุมี 1 คู่ ใช้สำหรับหนีบสไลด์ให้ติดกับแท่นวางวัตถุ
9. **ปุ่มปรับภาพหยาบ (Coarse adjustment knob)** เป็นวงล้อคู่ใหญ่ 1 คู่ อยู่ข้างตัวกล้อง ใช้ปรับภาพให้ชัด โดยหมุนปุ่มนี้ให้แท่นวางวัตถุเลื่อนขึ้นลง
10. **ปุ่มปรับภาพละเอียด (Fine adjustment knob)** เป็นวงล้อเล็กอยู่ใกล้ๆกับปุ่มปรับภาพหยาบ ใช้ปรับภาพให้ชัดและคมยิ่งขึ้น
11. **เลนส์ใกล้วัตถุ (Objective lens)** เป็นส่วนสำคัญที่สุดของกล้อง ประกอบด้วยเลนส์ใกล้วัตถุ ตั้งแต่ 2 อันขึ้นไป มีกำลังขยายต่างกัน กล้องจุลทรรศน์ทั่วไปมักมีเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย 3 ขนาด คือ เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำ (4x) กำลังขยายต่ำปานกลาง (10x) และกำลังขยายสูง (40x) ส่วนกล้องรุ่นใหม่จะมีกำลังขยาย 100 เท่า (Oil-Immersion objective lens, 100x) ซึ่งต้องใช้ น้ำมันหยดบนสไลด์ที่จะศึกษาด้วย
12. **เลนส์ใกล้ตา (Ocular lens หรือ Eyepiece lens)** คือส่วนที่สวมอยู่ในลำกล้องตอนบน กำลังขยายส่วนใหญ่มีขนาด 10 เท่า (10x) กล้องรุ่นใหม่มีเลนส์ใกล้ตา 1 คู่ สามารถปรับให้พอเหมาะกะกับ ระยะห่างของช่องสายตาผู้ใช้งาน และมีวงแหวนหมุนปรับภาพ (Diopter adjustment ring) เพื่อให้ตา 2 ข้าง มองภาพเกิดความคมชัดเท่ากัน



รูปที่ 1 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงชนิดไบรท์-ฟิลด์ (bright-field microscope)

กำลังขยายสูงสุดของภาพ (Magnifying power) คำนวณได้จากจากการนำเอากำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ใกล้ตามาคูณกัน

ค่ากำลังจำแนก (Resolving power) หมายถึงความสามารถของเลนส์ที่จะแยกจุดสองจุดเล็กๆที่อยู่ในระยะใกล้ที่สุด ให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ถ้าสองจุดอยู่ใกล้กันมากกว่านี้แล้ว เลนส์จะไม่สามารถแยกสองจุดนี้ออกจากกันได้ ค่ากำลังจำแนกยังมีค่าน้อยๆยิ่งเห็นรายละเอียดได้ชัดเจน

ข้อแนะนำการใช้และรักษากล้องจุลทรรศน์

1. ก่อนใช้กล้องจุลทรรศน์เช็ดเลนส์ทุกอันให้สะอาดด้วยกระดาษเช็ดเลนส์เท่านั้น
2. ห้ามใช้นิ้วมือหรือสิ่งอื่นใดแตะเลนส์ ยกเว้นกระดาษเช็ดเลนส์
3. ห้ามถอดชิ้นส่วนออกจากกล้องจุลทรรศน์
4. ห้ามใช้น้ำมันกับเลนส์ใกล้วัตถุอื่นๆ ยกเว้นเลนส์ใกล้วัตถุใช้น้ำมัน (100x)
5. ห้ามดึงสไลด์ออกจากแท่นขณะกำลังใช้เลนส์ใกล้วัตถุใช้น้ำมัน (100x)
6. ขณะโฟกัสภาพให้เลื่อนสไลด์ออกห่างจากเลนส์ใกล้วัตถุเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เลนส์ชนกับสไลด์ และทำซ้ำๆอย่างระมัดระวัง
7. เมื่อใช้งานให้เริ่มใช้เลนส์ที่กำลังขยายต่ำก่อนเสมอ
8. ลืมตาทั้งสองข้างเมื่อตรวจดูภาพในกล้องจุลทรรศน์จะทำให้ไม่ปวดตา
9. เมื่อใช้เลนส์กำลังขยายต่ำให้เปิดม่านปรับแสงเพียงเล็กน้อยจะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น แต่ถ้าใช้เลนส์กำลังขยายสูงควรเปิดม่านปรับแสงให้มากขึ้น
10. เมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายสูง ให้ปรับด้วยปุ่มปรับภาพละเอียดเท่านั้น **ห้ามปรับปุ่มปรับภาพหยาบโดยเด็ดขาด**

ข้อแนะนำหลังการใช้กล้องจุลทรรศน์

1. **ปรับปุ่มปรับความเข้มของแสงให้อยู่ต่ำสุด** ปิดสวิชและถอดปลั๊กกล้องจุลทรรศน์ออก ม้วนสายไฟเก็บให้เรียบร้อย
2. ลดแท่นวางสไลด์ลงเพื่อนำสไลด์ออก และนำเลนส์วัตถุกำลังขยายต่ำสุดเข้าที่
3. เช็ดน้ำมันออกจากเลนส์ด้วยกระดาษเช็ดเลนส์ และทำซ้ำอีกครั้งด้วยกระดาษเช็ดเลนส์แผ่นใหม่ ห้ามใช้ไซลิน ยกเว้นในกรณีที่เลนส์มีคราบน้ำมันติดแห้งกรัง และรีบเช็ดให้แห้งสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
4. **ปรับแท่นวางสไลด์ให้อยู่ห่างจากเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำให้อยู่ต่ำสุด** แล้วเลื่อน Mechanical stage อีกครั้ง
5. เมื่อเคลื่อนย้ายกล้องจุลทรรศน์ให้ใช้มือข้างหนึ่งจับที่แขนกล้อง และใช้มืออีกข้างหนึ่งรองรับที่ฐานไว้ ห้ามแกว่งหรือเอียงกล้อง
6. ใช้ผ้าคลุมกันฝุ่นละออง และนำไปเก็บที่ตำแหน่งเดิม

วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์

1. นำกล้องจุลทรรศน์มาวางไว้ห่างจากขอบโต๊ะปฏิบัติการประมาณ 6 นิ้วฟุต ตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. หมุนรีวอลวิงโนสปีสให้เลนส์ใกล้วัตถุต่ำสุด (4x) เข้าที่ให้ตรงกับช่องทางเดินของแสงบนแท่นวางสไลด์ แล้วเปิดไฟส่องใต้แท่น เลื่อนเลนส์รวมแสงขึ้นมาระดับสูงสุดจนติดแท่นวางสไลด์ เปิดม่านปรับแสงให้แสงให้แสงเข้ากล้องเต็มที
3. เลื่อนแท่นวางสไลด์ให้ต่ำลงให้ห่างจากเลนส์ใกล้วัตถุ โดยใช้ปุ่มปรับภาพหยาบ นำสไลด์ตัวอย่างที่จะศึกษาวางบนแท่น ให้ด้านที่มีตัวอย่างอยู่ด้านบน ใช้ที่จับสไลด์ของ Mechanical stage จับสไลด์ให้อยู่กับที่ แล้วเลื่อนสไลด์ให้บริเวณที่มีวัตถุมาอยู่ตรงกลางช่องของแท่น ปรับความสว่างของไฟส่องใต้ให้พอเหมาะด้วยการมองผ่านทางเลนส์ใกล้ตา
4. เลื่อนแท่นวางสไลด์ขึ้นมาอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุด โดยใช้ปุ่มปรับภาพหยาบ ในขณะที่เลื่อนแท่นขึ้นนั้นจะต้องมองดูที่เลนส์วัตถุและแท่น ระวังอย่าให้สไลด์ชนกับเลนส์
5. หรีม่านปรับแสงลงให้แสงผ่านเข้าไปในเลนส์ใกล้วัตถุเพียงเล็กน้อย เลื่อนสไลด์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยใช้ Mechanical stage
6. มองผ่านเลนส์ใกล้ตาแล้วหมุนปุ่มปรับภาพหยาบให้แท่นวางสไลด์ลดต่ำลงอย่างช้าๆ จนมองเห็นภาพปรับภาพให้ชัดโดยใช้ปุ่มปรับภาพละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ถ้ายังเห็นภาพไม่ชัดให้เปิดม่านปรับแสงให้กว้างขึ้นอีก หลังจากนั้นเลื่อนสไลด์ให้บริเวณที่ต้องการมาอยู่ตรงศูนย์กลางของพื้นที่วงกลมในกล้องจุลทรรศน์
7. เมื่อจะเปลี่ยนกำลังขยายสูงขึ้นให้หมุนเลนส์วัตถุ 40x เข้าแทนที่เลนส์วัตถุ 10x โดยใช้ Revolving nosepiece โดยยังไม่ต้องปรับปุ่มใดๆ ปกติจะเห็นภาพวัตถุนั้นได้เลย หากยังเห็นภาพไม่ชัดให้ปรับโฟกัสด้วยปุ่มปรับภาพละเอียดอีกเล็กน้อยก็จะเห็นภาพได้ชัดเจน หากแสงน้อยไปให้ปรับด้วยม่านปรับแสงใหม่ การเปลี่ยนเลนส์วัตถุอันหนึ่งเป็นอันอื่นๆโดยไม่ทำให้ระยะโฟกัสเปลี่ยนแปลงมากเกินไปนี้เรียก พาร์โฟคัล (Parfocal)
8. เมื่อจะใช้เลนส์ใกล้วัตถุใช้น้ำมัน (100x oil) ให้หมุนเลนส์ใกล้วัตถุ 40x ออกจากตำแหน่งเดิมเล็กน้อยแล้วหยดน้ำมัน 1-2 หยดลงบนสไลด์ แล้วจึงค่อยๆ เลื่อนเลนส์วัตถุใช้น้ำมันเข้าแทนที่จะเห็นปลายเลนส์จมอยู่ในน้ำมัน ปรับภาพด้วยปุ่มปรับภาพละเอียดอย่างช้าๆ จนเห็นภาพชัดเจน ห้ามปรับภาพด้วยปุ่มปรับภาพหยาบ และหากแสงเข้าสู่เลนส์น้อยไปให้เปิดม่านปรับแสงเพิ่มขึ้นอีก
9. หลังจากการตรวจผลและวาดภาพที่เห็นแล้ว ให้หมุนแท่นวางสไลด์ลงด้วยปุ่มปรับภาพหยาบให้อยู่ต่ำสุด หลังจากนั้นจึงดึงสไลด์ออกจากแท่น
10. เมื่อเลิกใช้กล้องจุลทรรศน์แล้ว ใช้กระดาษเช็ดเลนส์เช็ดน้ำมันออกจากเลนส์ให้สะอาด หลังใช้งานเสร็จทุกครั้ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้รู้จักส่วนประกอบต่างๆ และหน้าที่ของแต่ละส่วนของกล้องจุลทรรศน์
2. เพื่อให้เรียนรู้การใช้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้รู้จักการใช้และรักษากล้องจุลทรรศน์

การทดลองที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของกล้องจุลทรรศน์

วัสดุอุปกรณ์


1. กล้องจุลทรรศน์

วิธีการศึกษา

ศึกษาองค์ประกอบของกล้องจุลทรรศน์ จากเครื่องต้นแบบ พร้อมทั้งบันทึกผลขององค์ประกอบของกล้องจุลทรรศน์ที่ได้จากการศึกษา

บันทึกผลการทดลอง

1. บอกส่วนประกอบๆ ของกล้องจุลทรรศน์ดังแสดงในภาพ



2. กำลังขยายต่ำสุดของกล้องจุลทรรศน์.....
3. กำลังขยายสูงสุดของกล้องจุลทรรศน์.....
4. เมื่อส่องเซลล์ยีสต์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุเท่ากับ 10x และเลนส์ใกล้ตาเท่ากับ 10x ภาพที่ได้จะมีขนาดเป็น.....เท่าของขนาดเซลล์จริง

การทดลองที่ 2 การทดลองใช้กล้องจุลทรรศน์

วัสดุอุปกรณ์

1. กล้องจุลทรรศน์
2. แผ่นสไลด์ และกระจกปิดสไลด์
3. หลอดหยด
4. เข็มเขี่ย และปากคีบ
5. น้ำกลั่น
6. ตัวอย่างที่จะศึกษา เช่น วุ้นกาบหอย สำหรับหว่านหางกระรอก

วิธีการศึกษา

1. หยดน้ำบนสไลด์ 1-2 หยด
2. ทำการลอกเยื่อผิวใบวุ้นกาบหอยเป็นแผ่นบางๆ (ฉีกตามแนวทแยงให้ได้เนื้อเยื่อเอพิเดอร์มิสด้านล่างเป็นแผ่นบางๆ และตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร) หรือเด็ดใบสำหรับหว่านหางกระรอกจากส่วนยอดมาหนึ่งใบ
3. นำไปวางบนสไลด์ที่มีหยดน้ำและปิดด้วยกระจกปิดสไลด์
4. นำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 40 เท่า 100 เท่า และ 400 เท่า ตามลำดับ
5. สังเกต และบันทึกภาพที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์

บันทึกผลการทดลอง

ตัวอย่างที่ศึกษา	ภาพที่เห็นใต้กล้อง
.....	กำลังขยาย.....เท่า

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

คำถามท้ายบท

1. สภาพ parfocal ของกล้องจุลทรรศน์หมายถึงอะไร

.....

.....

.....

2. ระยะโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุชนิดใดที่มีระยะใกล้ชิดกับสไลด์มากที่สุด

.....

3. เพราะเหตุใดก่อนใช้กล้องจุลทรรศน์ควรปรับเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำก่อนเสมอ

.....

.....

.....

.....

4. เพราะเหตุใดต้องใช้น้ำมันกับเลนส์วัตถุกำลังขยาย 100x

.....

.....

.....

.....

.....